

De afnameset is beperkt houdbaar.  
Let dus goed op de houdbaarheidsdatum voordat u deze gebruikt.

Het aanleveren van onderzoeksmateriaal kan op twee manieren.

Op volgorde van voorkeur zijn dit:

1. De afnameset afgeven bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt. Voor actuele lichtingstijden bij huisartsenpraktijken en andere zorginstellingen verwijzen we naar onze website: [www.labmicta.nl](http://www.labmicta.nl)
2. Het verzendmateriaal zelf afleveren bij de balie van Labmicta. Voor adres zie voorkant envelop.  
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00-18.00 uur.  
Na 18.00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen is er de mogelijkheid om de afnameset in de daarvoor bestemde brievenbus aan de voorgevel van het laboratorium te deponeren.  
N.B. Niet versturen via PostNL.

Niet versturen via de post

 **E-SWAB MRSA**

**Afgeven dichtstbijzijnde  
afhaalpunt  
zie [www.labmicta.nl](http://www.labmicta.nl)**

z-Doc, versie 5

 **E-SWAB MRSA**

Voor het op de juiste wijze afnemen en transport van de afnameset zie instructies achterzijde of [www.labmicta.nl](http://www.labmicta.nl)

**Afname instructie:**

Neem het patiëntmateriaal af met de E-swab regular. Noteer op elke E-swab altijd de herkomst van het materiaal, eigen naam, geboortedatum en dag van afname kweek.

- **Neuskweek:** draai vijf maal met de E-swab door de voorste behaarde deel van het neusgat en herhaal de procedure met dezelfde E-swab in het andere neusgat.
- **Keelkweek:** haal de E-swab tussen de voorste en achterste pharynxboog aan beide kanten (laat iemand anders deze kweek afnemen)
- **Rectumkweek:** steek de E-swab voorzichtig een stukje de anus in en draai voorzichtig eenmaal rond.
- **Perineumkweek:** rol de E-swab over de huid van het gebied tussen anus en geslachtsdelen.

**Aanvraagformulier:**

Vul het aanvraagformulier Resistente Micro-Organismen Screening BRMO, MRSA en VRE duidelijk leesbaar en volledig in (echter niet met viltstift of vulpen).

**Bewaarcondities tot transport:**

Voor een optimaal resultaat bewaren in de koelkast (2-8°C ) en binnen 24 uur insturen.

Maximaal vier E-swabs van één patiënt/medewerker per aanvraagformulier. Bij meer dan vier kweken een nieuwe verzendenvolp gebruiken en ook een nieuw aanvraagformulier volledig invullen.

Voor aanvullende informatie zie het Vademecum van Labmicta ([www.labmicta.nl/vademecum](http://www.labmicta.nl/vademecum)).

**Het transport van diagnostische monsters is aan wettelijke voorschriften gebonden. Deze verpakking voldoet hieraan als u het monster op de volgende wijze vervoert:**

- Plaats de E-swab in het absorptievelletje en doe deze in de Sealbag®.
- De afdekstrip van de verzegeling verwijderen en goed aandrukken.
- De Sealbag® en het aanvraagformulier in de kartonnen inlay plaatsen.
- Dit instructieformulier terugplaatsen in de zegroene envelop, voor de kartonnen inlay.
- De afnameset zo snel mogelijk afgeven voor transport.
- Voor transport in de koelkast bewaren.
- Bij de huisartsenpraktijk zijn de transportmogelijkheden naar Labmicta bekend.
- Voor een optimaal resultaat binnen 24 uur retourneren naar Labmicta.