

BSN NR.
PATIËNT (PID) NR.
EIGEN NAAM EN VOORLETTERS
NAAM ECHTGENO(O)T(E)
GEB.DATUM EN GESLACHT
MEERLING JA/NEE
STRAAT
PC EN WOONPLAATS
ZORGVERZEKERAAR+ NR

s.v.p.
formulier volledig invullen!

Bij voorkeur ponsplaatje gebruiken

AANVRAAGFORMULIER QUANTIFERON TB GOLD PLUS TEST

MST ENSCHEDE

ZGT LOCATIE ALMELO

ZGT LOCATIE HENGELO

SMC HARDENBERG

ANDERE INSTELLING

AANVRAGER:

ADRES:

PC / WOONPLAATS:

TELEFOON / SEIN:

DATUM EN TIJD AFNAME:

KLINISCHE GEGEVENS:

Gebruikershandleiding:

- Afname alleen mogelijk op **maandag, dinsdag, woensdag en donderdag**, zie onderstaand schema. Materiaal afgenomen op **vrijdag** wordt alleen in behandeling genomen na overleg met de Arts-microbioloog.
- Afname vindt plaats op de prikpoli:

Enschede - MST; Poli Bloedafname B03 tot 16.00 uur
Haaksbergen - MST; Poli Bloedafname tot 15.30 uur
Losser - MST; Poli Bloedafname tot 11.00 uur
Hardenberg – SMC; Afnamepoli tot 15.30 uur

Almelo - ZGT; Poli Bloedafname tot 16.00 uur
Hengelo - ZGT; Poli Bloedafname tot 13.45 uur
Oldenzaal - MST; Poli Bloedafname tot 16.00 uur

- QFT-Plustest maakt gebruik van de volgende 4 bloedafnamebuisjes: Nil buis (grijze dop), TB1 buis (groene dop), TB2 buis (gele dop) en de Mitogen buis (paarse dop).
- Verzamel 1ml bloed rechtstreeks in elk van de QFT-Plus bloedverzamelbuisjes. De zwarte markering op de zijkant van de buisjes geeft het gevalideerde bereik van 0,8 - 1,2 ml aan.
- Zodra de buisjes zijn gevuld, moeten deze minstens tien (10) maal worden geschud. Te krachtig schudden kan tot afbraak van de gel en derhalve afwijkende resultaten leiden.
- Bewaren bij kamertemperatuur.
- Vermeld op alle 4 buisjes de naam en geboortedatum van de patiënt (in verband met identificatie).
- Vul het aanvraagformulier volledig in (alle klinische gegevens en patiëntgegevens bij voorkeur door middel van ponsplaatje).
- Zorg ervoor dat op maandag, dinsdag, woensdag of donderdagmiddag de complete afnameset klaar ligt bij het centraal innamepunt of frontoffice op uw locatie, alwaar de vervoersdienst van het Laboratorium deze op zal halen. Voor de uiterlijke aflevertijden, zie schema hierboven.
- Afnamesets die na bovenstaande lichte tijdstijd worden aangeboden of op andere dagen worden afgenomen, moeten zelf gebracht worden en op dezelfde dag voor **16.30** uur op het Laboratorium Microbiologie aanwezig zijn.

Al het aan ons toegezonden onderzoeksmateriaal en gegevens kunnen - na anonimisering – gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden.

Bezwaar maken tegen het gebruik van restmateriaal kan via het bezwaarformulier uit de folder "gebruik restmateriaal" (ook te downloaden via www.labmicta.nl)