

De afnameset is beperkt houdbaar.  
Let dus goed op de houdbaarheidsdatum voordat u deze gebruikt.

Het aanleveren van onderzoeksmateriaal kan op twee manieren.

Op volgorde van voorkeur zijn dit:

1. De afnameset afgeven bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt. Voor actuele lichtingstijden bij huisartsenpraktijken en andere zorginstellingen verwijzen we naar onze website: [www.labmicta.nl](http://www.labmicta.nl)
2. De afnameset zelf afleveren bij de balie van Labmicta. Voor adres zie voorkant envelop.  
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00-18.00 uur.  
Na 18.00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen is er de mogelijkheid om de afnameset in de daarvoor bestemde brievenbus aan de voorgevel van het laboratorium te deponeren.

N.B. Niet versturen via PostNL.

Niet versturen via de post

**A** **FECES**

**Afgeven dichtstbijzijnde  
afhaalpunt  
zie [www.labmicta.nl](http://www.labmicta.nl)**

z-Doc, versie 5

**A** **FECES**

Voor het op de juiste wijze afnemen en transport van de afnameset, zie instructies achterzijde of [www.labmicta.nl](http://www.labmicta.nl)

## Instructies voor monsterafname:

### Algemeen:

Feces afnameset geschikt voor fecesonderzoek, zie aanvraagformulier.

### Afname:

Feces opvangen middels de bijgeleverde fecesvanger of een schoon bakje. De feces afnameset die meegeleverd wordt bevat een lepeltje in het deksel. De container maximaal tot de helft vullen met feces.

### Materiaal:

Speciaal de slijmerige, bloederige en dunne delen van de portie voor het onderzoek uitzoeken.

### Aanvraagformulier:

Feces onderzoek: algemeen of 1e lijns aanvraagformulier invullen

Vul het aanvraagformulier duidelijk leesbaar en volledig in (echter niet met viltstift of vulpen).

### Bewaarcondities tot transport:

Voor een optimaal resultaat bewaren in de koelkast (2-8°C ) en binnen 24 uur insturen. *Strongyloides* bewaren bij kamertemperatuur.

Voor aanvullende informatie zie het Vademecum van Labmicta ([www.labmicta.nl/vademecum](http://www.labmicta.nl/vademecum))

**Het transport van diagnostische monsters is aan wettelijke voorschriften gebonden. Deze verpakking voldoet hieraan als u het monster op de volgende wijze vervoert:**

- **Draai de container goed dicht.**
- **Plaats de container in het absorptievelletje en doe deze in de Sealbag®.**
- **De afdekstrip van de plakstrip verwijderen en goed aandrukken.**
- **De Sealbag® en het aanvraagformulier in de kartonnen inlay plaatsen.**
- **Dit instructieformulier terugplaatsen in de zegroene envelop, voor de kartonnen inlay.**
- **De afnameset zo snel mogelijk aanleveren voor transport.**
- **Voor transport in de koelkast bewaren.**
- **Voor een optimaal resultaat binnen 24 uur retourneren naar Labmicta.**