

De afnameset is beperkt houdbaar.
Let dus goed op de houdbaarheidsdatum voordat u deze gebruikt.

Het aanleveren van de afnameset kan op twee manieren.

Op volgorde van voorkeur zijn dit:

1. De afnameset afgeven bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt. Voor actuele lichtingstijden bij huisartsenpraktijken en andere zorginstellingen verwijzen we naar onze website: www.labmicta.nl
2. De afnameset zelf afleveren bij de balie van Labmicta. Voor adres zie voorkant envelop.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00-18.00 uur.
Na 18.00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen is er de mogelijkheid om de afnameset in de daarvoor bestemde brievenbus aan de voorgevel van het laboratorium te deponeren.
N.B. Niet versturen via PostNL.

Niet versturen via de post

 **STERIELE CONTAINER**

**Afgeven dichtstbijzijnde
afhaalpunt
zie www.labmicta.nl**

z-Doc, versie 3

 **STERIELE CONTAINER**

Voor het op de juiste wijze afnemen en transport van de afnameset zie instructies achterzijde of www.labmicta.nl

Instructies voor afname:

Algemeen:

Afnameset t.b.v. insturen respiratoire materialen. Deze steriele container is tevens geschikt voor het insturen van drain, vaatcatherpunten, weefselstukjes, nagels, huidschilfers, haren en biopten voor algemeen bacteriologisch onderzoek en urine voor onderzoek op Mycobacterium, legionella en moleculair onderzoek.

Materiaal:

Breng 2-10 ml diep opgehoest sputum (geen speeksel) in het steriele container. Plaats de lijntip, het weefselstukje, nagels, huidschilfers (meerdere), haren (meerdere) of het biopt in het steriele potje.

Aanvraagformulier:

Vul het aanvraagformulier duidelijk leesbaar en volledig in (echter niet met viltstift of vulpen).

Bewaarcondities tot transport:

Voor een optimaal resultaat bewaren in de koelkast (2-8°C) en binnen 24 uur insturen.

Voor aanvullende informatie zie het Vademecum van Labmicta (www.labmicta.nl/vademecum).

**Het transport van diagnostische monsters is aan wettelijke voorschriften gebonden.
Deze verpakking voldoet hieraan als u het monster op de volgende wijze vervoert:**

- **Draai de container goed dicht.**
- **Plaats de container in het absorptievelletje en doe deze in de Sealbag®.**
- **De afdekstrip van de verzegeling verwijderen en goed aandrukken.**
- **De Sealbag® en het aanvraagformulier in de kartonnen inlay plaatsen.**
- **Dit instructieformulier terugplaatsen in de zeegroene envelop, voor de kartonnen inlay.**
- **De afnameset zo snel mogelijk afgeven voor transport.**
- **Voor transport in de koelkast bewaren.**
- **Bij de huisartsenpraktijk zijn de transportmogelijkheden naar Labmicta bekend.**
- **Voor een optimaal resultaat binnen 24 uur retourneren naar Labmicta.**